

台湾洛科仪器股份有限公司中国厦门办事处

厦门洛肯仪器有限公司 www.rocan17.com

联系方式: 陈经理 15306006803

电话: 0592-5323812

Email: rocan17@126.com

台湾洛科仪器股份有限公司-----ROCKER 真空泵

台湾 ROCKER 实验室以轻便、实用、经济, 为宗旨而广泛运用于理化分析、水质监测、食品检测、生命科学、制药生产等相关仪器, 通过 CE、CSA 认证, 得到广大用户的认可。

以下点击产品型号或产品名称, 可进入相关链接, 查看详细参数

1. 活塞式真空泵(无油式) 台湾洛科 Rocker 中国厦门办事处 0592-5323812

[Rocker300DC 真空度: -650mmHg; 流速: 25L/min; 功率: 35W; 重量: 3.5Kg](#)

[Rocker300 真空度: -670mmHg; 流速: 18L/min; 功率: 60W; 重量: 4.1Kg](#)

[Rocker400 真空度: -670mmHg; 流速: 34L/min; 功率: 80W; 重量: 5.2Kg](#)

[Rocker600 真空度: -650mmHg; 流速: 59L/min; 功率: 180W; 重量: 7.1Kg](#)

[Rocker410 真空度: -730mmHg; 流速: 20L/min; 功率: 80W; 重量: 5.2Kg](#)

[Rocker610 真空度: -730mmHg; 流速: 33L/min; 功率: 180W; 重量: 7.1Kg](#)

[Rocker430 \(正负压两用泵\) 真空度: -730mmHg \(97.3kPa、40mbar\); 最大压力: 80psi, 最大流速: 28l/min, 5.5KG](#)

2. 活塞式正压泵(无油式、空压机) 台湾洛科 Rocker 中国厦门办事处 0592-5323812

[Rocker320 压力: 5.6kg/cm²; 流速: 12L/min](#)

[Rocker420 压力: 5.6kg/cm²; 流速: 25L/min](#)

[Rocker440 压力: 4.2kg/cm²; 流速: 60L/min;](#)

3. 耐腐蚀真空泵(无油式) 台湾洛科 Rocker 中国厦门办事处 0592-5323812

[Chemker300 真空度: -670mmHg; 流速: 20L/min; 功率: 60W; 重量: 5Kg](#)

[Chemker400 真空度: -670mmHg; 流速: 33L/min; 功率: 90W; 重量: 7Kg](#)

[Chemker410 真空度: -750mmHg; 流速: 20L/min; 功率: 90W; 重量: 7Kg](#)

[Chemker411 真空度: -750mmHg; 流量: 20L/min; 功率: 90W; 重量: 7kg; 配前置带表头及调节阀过滤瓶一只、后置过滤瓶一只](#)

4. 旋片式真空泵(油泵) 台湾洛科 Rocker 中国厦门办事处 0592-5323812

[Tanker130 真空度: 0.1 Torr; 流速: 71 L/min; 重量: 8.6 Kg](#)

[Tanker150 真空度: 0.1 Torr; 流速: 128 L/min; 重量: 12 Kg](#)

[Tanker215 真空度: 0.05 Torr; 流速: 35 L/min; 重量: 10.4 Kg](#)

[Tanker230 真空度: 0.05 Torr; 流速: 71 L/min; 重量: 13 Kg](#)

5. 菌落计数器 台湾洛科 Rocker 中国厦门办事处 0592-5323812

[Galaxy230 显示：4位LED；放大倍数：2至3倍；培养皿尺寸：直径60mm/90至150mm,可调式；归零及计数倒退功能；2.0尺寸：313*360*346mm；（不含软件）](#)

[Galaxy230含软件 显示：4位LED；放大倍数：2至3倍；培养皿尺寸：直径60mm/90至150mm,可调式；归零及计数倒退功能；尺寸：313*360*346mm；（含软件）](#)

[Galaxy330 显示：一大三小；放大倍数：2至3倍；培养皿尺寸：直径60mm/90至150mm,可调式；归零及计数倒退功能；输出：USB；不含软件；主机可保存数据、求平均值。](#)

[Galaxy330含软件 显示：一大三小；放大倍数：2至3倍；培养皿尺寸：直径60mm/90至150mm,可调式；归零及计数倒退功能；输出：USB；含软件；主机可保存数据、求平均值。](#)

6. [电子点火本生灯](#) 台湾洛科 Rocker 中国厦门办事处 0592-5323812

[Dragon100 手持式；火焰温度：1300度；操作时间：220min；安全开关；火焰大小可调](#)

[Dragon200 台式；火焰温度：1300度；操作时间：60min；火焰大小及温度可调](#)

[Dragon220 台式；火焰温度：1300度；操作时间：60min；火焰大小及温度可调节](#)

7. [真空过滤瓶组（溶剂过滤器）](#) 台湾洛科 Rocker 中国厦门办事处 0592-5323812

[VF1 300ml 直径47mm 聚苯砜磁性漏斗+1L可排水式废液瓶+磁性底盘](#)

[VF2 100ml 直径47mm316 不锈钢过滤漏斗+胶塞+1L可排水式废液瓶+磁性底盘](#)

[VF3 300ml 玻璃过滤杯+直径47mm 砂芯过滤基座+夹具+1L玻璃接收瓶](#)

[VF5 15ml 玻璃过滤杯+直径25mm 砂芯过滤基座+胶塞+夹具+125ml 接收瓶](#)

[VF6 300ml 玻璃过滤杯+直径47mm 砂芯过滤基座+胶塞+夹具+1L接收瓶](#)

[VF7 300ml 玻璃过滤杯+直径47mm 不锈钢网过滤基座+夹具+胶塞+1L接收瓶](#)

[VF8 15ml 玻璃过滤杯+直径25mm 不锈钢网过滤基座+夹具+胶塞+125ml 接收瓶](#)

[VF9 300ml 直径47mm316 不锈钢过滤漏斗+胶塞+1L可排水式废液瓶+磁性底盘](#)

[VF10 100ml 玻璃过滤杯+直径90mm 砂芯过滤基座+夹具+4L接收瓶](#)

[VF11 500ml 直径47mm316 不锈钢过滤漏斗 500ml 直径47mm316 不锈钢过滤漏斗 + 2L可排水式废液瓶](#)

[LF30 300mlPES 过滤杯+47mmPC 过滤基座+PP 过滤垫片+1.2L PES 接收瓶](#)

[LF31 300mlPES 过滤杯+47mmPC 过滤基座+PP 过滤垫片+1L可排水式废液瓶+吸附底盘](#)

[LF32 100ml 直径47/50mm316 不锈钢过滤漏斗+胶塞+1.2L PES 接收瓶](#)

[LF33 300ml 直径47/50mm316 不锈钢过滤漏斗+胶塞+1.2L PES 接收瓶](#)

8. [真空过滤系统（微孔膜过滤器）](#) 台湾洛科 Rocker 中国厦门办事处 0592-5323812

[Rocker300A Rocker300+VF1+软管+PTFE 滤器](#)

[Rocker300B Rocker300+VF2+软管+PTFE 滤器+Drogan100+pall GN-6 滤膜一包（200片）](#)

[Rocker300ss Rocker300+VF1+软管+PTFE 滤器+1um 玻璃纤维滤纸1包](#)

[Rocker300B3 Rocker300+VF9+软管+PTFE 滤器](#)

[Chemker300A Chemker300+VF3](#)

[Rocker300-LF30 Rocker300+LF30+软管](#)

[Rocker300-LF30-SS Rocker300+LF30+软管+1um 玻璃纤维滤纸1包](#)

[Rocker300-LF32 Rocker300+LF32+软管](#)

[Lafil400-LF30 Lafil400 真空过滤机+LF30+软管](#)

[Lafil400-LF32 Lafil400 真空过滤机+LF32+软管](#)

9. [生化废液抽吸器、抽吸系统](#) 台湾洛科 Rocker 中国厦门办事处 0592-5323812

[Biovac225 真空度：680mmHg；流速：25L/min;1L 废液瓶 1 个；](#)
[Biovac225 Plus 真空度：680mmHg；流速：25L/min;1L 废液瓶 1 个,手持操作器、八爪 tip 接头、单爪 tip 接头；](#)
[Biovac235 真空度：680mmHg；流速：35L/min;1L 废液瓶 2 个；](#)
[Biovac240 真空度：700mmHg；流速：40L/min; 含脚踏开关；2L 废液瓶 1 个；](#)
[Biovac240 Plus 真空度：700mmHg；流速：40L/min; 含脚踏开关；2L 废液瓶 1 个、手持操作器、八爪 tip 接头、单爪 tip 接头；](#)
[Lafil400-BioDolphin 真空度：720mmHg；流速：22L/min; 1.2L 废液瓶 1 个；八爪废液吸引套装](#)
[Lafil400 Plus 真空度：720mmHg；流速：22L/min; 1.2L 废液瓶 1 个、手持操作器、八爪 tip 接头、单爪 tip 接头；](#)
[Rocker300-BioDolphin Roker300 无油真空泵+废液抽吸套件组 BioDolphin](#)
[BioVac225-BioDolphin BioVac225 废液抽吸器+废液抽吸套件组 BioDolphin](#)
[Lafil100 真空度：-500mmHg；流速：1L/min；单爪 tip 接头、八爪 tip 接头](#)

10. [多孔过滤座（三联过滤座/过滤器、六联过滤座/过滤器）](#) 台湾洛科 Rocker 中国厦门办事处 0592-5323812

[Biovac331 3 孔，配 3 只 100ml 虑杯，最大压力 3000psi，SS316 不锈钢，直径 47mm，独立控制，旋卡式设计](#)
[Biovac631 6 孔，配 6 只 100ml 虑杯，最大压力 3000psi，SS316 不锈钢，直径 47mm，独立控制，旋卡式设计](#)
[BioVac330 3 孔，不含虑杯，最大压力 3000psi，SS316 不锈钢，直径 47mm，独立控制，旋卡式设计](#)
[BioVac630 6 孔，不含虑杯，最大压力 3000psi，SS316 不锈钢，直径 47mm，独立控制，旋卡式设计](#)
[BioVac320 3 孔，不含虑杯，最大压力 3000psi，SS316 不锈钢，直径 47mm，独立控制，可配置多种类型漏斗](#)
[BioVac620 6 孔，不含虑杯，最大压力 3000psi，SS316 不锈钢，直径 47mm，独立控制，可配置多种类型漏斗](#)
[BioVac321 3 孔，不含虑杯，可蒸汽灭菌，可配多种类型的过滤漏斗](#)

14. [大量样品过滤系统（三联换膜过滤器、六联换膜过滤器）](#) 台湾洛科 Rocker 中国厦门办事处 0592-5323812

[Biovac330B Rocker400 真空泵+Biovac331 过滤座+4L 可高压高温灭菌废液瓶 +Dragon100 电子本生灯+两条 100cm 长度的真空管+pall 的 GN-6 滤膜\(200/pk\)](#)
[Biovac630B Rocker600 真空泵+Biovac631 过滤座+4L 可高压高温灭菌废液瓶 +Dragon100 电子本生灯+两 条 100cm 长度的真空管+pall 的 GN-6 滤膜\(200/pk\)](#)
[Biovac321A Rocker400 真空泵 + 三联铝制过滤底座 + 3 个 300ml 的可高压高温灭菌磁性漏斗 + 3L 的可高压高温灭菌废液瓶 + 两条 100cm 长度的真空管](#)
[Biovac321B Rocker400 真空泵 + 三联铝制过滤底座 + 3 个 100ml 的不锈钢过滤漏斗 + 3L 的可高压高温灭菌废液瓶 + Dragon100 电子本生灯 + 两条 100cm 长度的真空管 + pall 的 GN-6 滤膜 200/pk\)](#)
[BioVac321C Rocker400 真空泵 + 三联铝制过滤底座 + 3 个 300ml LF3 PES 过滤漏斗 + 4L 的可高压高温灭菌废液瓶 + 两条 100cm 长度的真空管](#)

15. 微孔盘真空过滤装置 台湾洛科 Rocker 中国厦门办事处 0592-5323812

WELVAC200 可适用于微孔盘或离心柱

WELVAC210 WELVAC200+Rocker300+连接泵管+PTFE 阻水器

=====

台湾洛科仪器股份有限公司中国厦门办事处 www.rocan17.com

厦门洛肯仪器有限公司

联系方式：陈经理 15306006803

电话：0592-5323812

Email: rocan17@126.com

厦门洛肯仪器有限公司台湾洛科Rocker总代理